

### 製品特徴

●健康チェッカー 『骨質』は、日本で初めて自宅から尿を検体として郵送するだけで、骨質の指標のひとつとなるペントシジンを測定し、全国平均と比較したご自身の骨質レベルを知ることができ、さらに生活習慣のアドバイスがもらえる検査キットになります。

# ■「骨質」は骨の健康に重要な指標の1つ!

「骨質」は、骨量を測定する「骨密度」とともに骨の健康を考える上で重要な指標になります。

# ■尿から「骨質」を簡便に測定可能!

健康チェッカー『骨質』では、尿中のペントシジンを測定し、骨質を簡便に検査することが可能です。また、全国平均との比較からレベル判定を行い、生活習慣の評価とアドバ イスがもらえるので、骨の健康が気になる方や生活習慣を見直したい方におススメの検査キットです。

#### 検査手順

- 1. 検査依頼書に住所、氏名等を記入する
- 2. 採尿してビニール袋に入れる
- 3. 返信用封筒に入れて検体を投函
- 4. 約2週間で結果をお知らせ

## 検査キット内容物

検査概要

返信用封筒

検査依頼書

採尿キット

検査の手順

### 配送情報はこちら

包装	画像	<u>梱包サイズ</u> 重量	JAN ⊐−ド	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
1セット		L110×W20×H160	4987306201521		6,600円