
	製品名 クリニラボ マイクロニードルパッチ ディープ-Hy	
	使用期限 36ヶ月	
	小分類名 スキンケア	その他

製品特徴

●大正製薬が長年培ってきた知見を活かし、部分的な肌悩みに対してダイレクトにアプローチできるマイクロニードルパッチ。独自のマイクロニードル技術で、針状ヒアルロン酸*が狙った部分の角質層内深くに直接届けます。

●目もとや口もとなどの乾燥小じわが気になる時におすすめ。乾燥小じわを目立たなくする効能評価試験済み。乾燥小じわの気になる部分に貼るだけ簡単集中美容で、ふっくらハリ肌に。

※ ヒアルロン酸Na (保湿成分)

安全性

パッチテスト・アレルギーテスト済
 (全ての方に皮膚刺激・アレルギーが起こらないというわけではありません。)

成分

ヒアルロン酸Na

使用方法

- ①洗顔後、化粧水・乳液等でお肌を整えます。
- ②お肌にパッチを上から空気を押し出すように密着させながら貼ってください。
- ③パッチはやさしくはがしてください。

販売名

[販売名]
 TS マイクロHAパッチ

配送情報はこちら

包装	画像	梱包サイズ 重量	JAN コード	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
6枚入り (2枚入 ×3袋)		W98×D18×H130mm 32.5g	 4987306050235		2,970円
6枚入り×80		W414×D228×H301mm 3.0kg		 74987306050234	