

	製品名 クリナラボ マイクロニードルパッチ	
	使用期限 36ヶ月	
	小分類名 スキンケア	その他

製品特徴

- クリナラボ マイクロニードルパッチは、気になる部位に貼るだけで針状ヒアルロン酸がお肌の角質層まで直接浸透する、シート状美容液です。
- パッチが肌に密着することで水分が保持され、角質層のすみずみまでヒアルロン酸がいきわたり、ふっくらうおいのある肌に導きます。
- 目の下や眉間や口元など、ハリや乾燥の気になる部分どこでもケアできるプチサイズ。貼りやすく、ヨレにくく、はがれにくいパッチです。

安全性
パッチテスト済み

(すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません。)

成分

ヒアルロン酸Na

使用方法

洗顔後、化粧水・乳液等でお肌を整えます。(お肌の表面に水分や油が残っているとパッチがはがれやすくなりますので、よくなじませてください。)

乾いた手でパッチをケースから取り出し、パッチ中央のニードルに触れないようにフィルムをはがします。

お肌にパッチを上から空気を押し出すように密着させながら貼ってください。目元に貼る場合は、目の際から3mm以上離してください。

貼付時間は、3時間以上をおすすめします。寝る前に貼っておやすみいただくこともおすすめです。

パッチをやさしくはがしてください。固まった成分がお肌に残る場合は、水で洗い流してください。

配送情報はこちら

包装	画像	梱包サイズ 重量	JAN コード	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
6枚入り (2枚入 ×3袋)		W98×D22×H110mm	 4987306050235		2,970円